

## Cinta indicadora para autoclave



- Cinta Para Autoclave Control Químico Externo Ficha Técnica
- Descripción Control de exposición:
- Uso de indicadores químicos externos para distinguir paquetes procesados, de los no procesados.
- Cinta indicadora para esterilización a vapor confiable.
- Proporciona la identificación inmediata de los artículos procesados.
- Las líneas del indicador químico adquieren un color café oscuro cuando se exponen a un proceso de esterilización a vapor.
- El confiable indicador químico reacciona cuando se expone al proceso de esterilización a vapor.
- Se adhiere a envolturas de tela, tela tratada, material no tejido, papel y plástico.
- El adhesivo sella los paquetes de manera segura, y es fácil de remover.
- El soporte se estira para minimizar el desprendimiento de la cinta durante la esterilización del paquete.
- Se puede escribir en su superficie, o rotular con etiquetas preimpresas como por ejemplo las etiquetas para cargas de esterilización 3M Comply.
- Usos Sirve como cinta de cierre para sellar los paquetes que se van a esterilizar. Frecuencia: Cada paquete. ¿Por qué es necesario? Para prevenir el uso de paquetes no procesados. Usos Sirve como cinta de cierre para sellar los paquetes que se van a esterilizar. Frecuencia: Cada paquete. ¿Por qué es necesario? Para prevenir el uso de paquetes no procesados.