

Filtros Mix celulosa, tipo pirinola. Cat. FMC201030 / FMC401030 Bio Filter



- Los filtros de jeringa impulsada son ampliamente utilizados en el laboratorio, cosa que son fáciles de manejar, segura y eficaz.
- Disponible con tipos de membranas de mix celulosa.
- 2 áreas de membrana de 0,65 y 4,3 cm³
- 2 tamaños de poro: 0,22 y 0,45 um
- Calidad de la prueba de la eficacia del filtro y la integridad.
- Bajo volumen de retención
- Esterilizado con radiacion gamma
- Nopirogénica.

Cat. No.	Membrane Material	Color	Pore Size(μm)	Housing Diameter (mm)	Sterile	Qty. per box/ case
FMC201030	MCE	Yellow	0.22	30.0	Y	45/360
FMC401030			0.45	30.0	Y	45/360