


Gradilla plástica Rota-Rack para PCR, para tubos eppendorf de 1.7/0.2 y 0.5 ml.cat 29040B HR



Rota - rack Bastidores Tube™

Organízate con la diversión , empotrado bastidores

Girar cada uno de los cuatro módulos de forma independiente. Utilice varios tamaños de tubos de ensayo, tubos de cultivo , tubos de centrifugación , o tubos de microcentrífuga al mismo tiempo. Haga clic en cada módulo en su lugar , cargar con los tubos , y llevar ! Rack mantiene su orientación hasta que te toque otra vez. Viene completamente ensamblado . Autoclavable .

Cada módulo del Rota -Rack para tubos grandes tiene dos tubos de 50 ml , ocho tubos de 15 ml , seis tubos de 20 mm , o diez tubos 10-13 mm . Cada módulo del Rota -Rack para microtubos tiene seis tubos de 15 ml , nueve de 1,5 / 2,0 ml tubos , doce de 0,5 / 0,6 ml tubos , o treinta y dos tubos de 0,2 ml PCR® o cuatro tiras de 8 tubos .